

Anticorps Polyclonal Anti-Hsd17B1 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P14061

Numéro d'article: CM0018620



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-HSD17B1 validé pour les applications WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Reconnaît la protéine HSD17B1 humaine, murine et de rat (17 β -HSD1, 35 kDa). Outil essentiel pour l'étude de la biosynthèse des œstrogènes et du métabolisme des stéroïdes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	HSD17B1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	E2DH; HSD17; EDHB17; EDH17B2; SDR28C1; 17-beta-HSD; 20-alpha-HSD; HSD17B1
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	3292
ID du gène	3292
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 328 de la protéine HSD17B1 humaine (NP_000404.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, souris, rat
SWISS	P14061
Poids moléculaire	35 kDa
Expédition	Sac réfrigérant