

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Hsd17B13 Pour Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q7Z5P4

Numéro d'article: CM0012265



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant l'HSD17B13 humain (Q7Z5P4), validé pour WB, IF-P, IHC-P, ELISA, avec réactivité croisée chez la souris et le rat. Adapté à la recherche sur le métabolisme lipidique hépatique et au développement de tests de diagnostic.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	HSD17B13 Rabbit mAb
Remarques / Alias	FLDP; SCDR9; NIIL497; SDR16C3; HMFN0376
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	345275
GenelD	345275
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 34-300 de l'HSD17B13 humain (NP_835236.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q7Z5P4
Poids de la protéine	34kDa
Expédition	Sac de glace