

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Hsd17B13 Pour Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q7Z5P4

Numéro d'article: CM0027764



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre HSD17B13, validé pour WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Détecte HSD17B13 humain, de souris et de rat ; ciblé pour la recherche sur le métabolisme lipidique hépatique. Spécifique pour la localisation aux gouttelettes lipidiques et au réticulum endoplasmique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	HSD17B13 pAb de lapin
Remarques / Alias	FLDP; SCDR9; NIIL497; SDR16C3; HMFN0376; HSD17B13
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	345275
GeneID	345275
Immunogène	Protéine recombinante
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q7Z5P4
Poids de la protéine	34 kDa
Expédition	Sachet de glace