

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Hsd17B13 Pour Wb, If/Icc, If-P, Elisa - Q7Z5P4

Numéro d'article: CM0020362



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-HSD17B13 validé pour WB, IF/ICC, IF-P et ELISA. Détecte l'HSD17B13 humaine et de rat, une enzyme du métabolisme lipidique hépatique d'environ 34 kDa. Idéal pour la recherche sur le foie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	HSD17B13 Rabbit pAb
Remarques / Alias	FLDP, SCDR9, NIIL497, SDR16C3, HMFN0376, HSD17B13
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	345275
GeneID	345275
Immunogène	Protéine recombinante correspondant à une séquence située entre les acides aminés 34 et 300 de l'HSD17B13 humain (NP_835236.2)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	Q7Z5P4
Poids de la protéine	34kDa
Expédition	Sac de glace