

Anticorps Monoclonal Anti-Hsd17B2 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P37059

Numéro d'article: CM0012475

Introduction

Anticorps monoclonal ciblant HSD17B2 humain (P37059), validé pour WB, IHC-P, ELISA chez l'homme, la souris et le rat. Idéal pour l'étude du métabolisme stéroïdien et de la régulation endocrinienne.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	HSD17B2 Rabbit mAb
Remarques / Alias	HSD17; SDR9C2; EDH17B2
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	3294
Identifiant du gène	3294
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 100 et 200 de HSD17B2 humain (NP_002144.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P37059
Poids de la protéine	43 kDa
Expédition	Sac isotherme