

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Hsd17B3 Pour Wb Et Elisa - P37058

Numéro d'article: CM0025034

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre l'HSD17B3 humain, pour WB et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Utile pour étudier la biosynthèse des androgènes et les applications diagnostiques associées.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	HSD17B3 Rabbit pAb
Remarques/Alias	EDH17B3; SDR12C2; HSD17B3
Espèce	Humain
Identifiant du gène	3293
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-310 de l'HSD17B3 humain (NP_000188.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P37058
Poids moléculaire protéique	35kDa
Expédition	Sac de glace