

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Hsd17B7 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P56937

Numéro d'article: CM0022981

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'HSD17B7 humain (P56937), validé pour WB, IHC-P et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris. Utile pour la recherche sur le métabolisme des hormones stéroïdiennes et la biosynthèse du cholestérol.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	HSD17B7 Rabbit pAb
Remarques/Alias	PRAP; SDR37C1; HSD17B7
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	51478
Identifiant du gène	51478
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 110-200 de l'HSD17B7 humain (NP_057455.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P56937
Poids de la protéine	38kDa
Expédition	Sac de glace