


Anticorps Polyclonal Anti-Hsd17B8 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q92506

Numéro d'article: CM0017222



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant HSD17B8 humain (Q92506), adapté à la WB, l'IF/ICC et l'ELISA. Réagit également avec les protéines homologues de souris et de rat. Idéal pour l'étude de la synthèse mitochondriale des acides gras et du métabolisme des stéroïdes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	HSD17B8 Rabbit pAb
Remarques/Alias	KE6; FABG; HKE6; FABGL; RING2; H2-KE6; SDR30C1; D6S2245E; dj1033B10.9; HSD17B8
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	7923
GeneID	7923
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	Q92506
Poids de la protéine	27 kDa
Expédition	Sac de glace