

Anticorps Polyclonal Anti-Hsd3B1 Pour Wb, If-P, Elisa - P14060

Numéro d'article: CM0026048

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'HSD3B1 humain, validé pour WB, IF-P et ELISA. Détecte l'HSD3B1 endogène dans des échantillons humains, de souris et de rat. Idéal pour la recherche sur la stéroïdogénèse et le métabolisme des androgènes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	HSD3B1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	HSD3B; HSDB3; HSDB3A; SDR11E1; 3BETAHSD; HSD3B1
Espèce	Humain
GeneID (humain)	3283
GeneID	3283
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-290 de l'HSD3B1 humain (NP_000853.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P14060
Poids de la protéine	42 kDa
Expédition	Sac de glace