

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Hsd3B2 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P26439

Numéro d'article: CM0023541

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre HSD3B2 humain, validé pour le transfert Western (Western blotting - WB), l'immunofluorescence (IF/ICC) et l'ELISA. Détecte HSD3B2 humain et souris. Idéal pour la recherche sur la stéroïdogénèse, la biosynthèse hormonale et les troubles endocriniens.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	HSD3B2 Lapin pAb
Alias	HSDB; HSD3B; SDR11E2; HSD3B2
Espèce	Humain
ID de Gène	3284
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-287 de HSD3B2 humain (NP_000189.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Applications	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
Accès UniProt	P26439
Poids Moléculaire	42kDa
Expédition	Sac de glace