


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Hsf1 Pour Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q00613

Numéro d'article: CM0004834



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-HSF1 validé pour WB, IHC-P, IP, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. Idéal pour la recherche sur la réponse au choc thermique et la transcription. SWISS : Q00613.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	HSF1 Rabbit mAb
Remarques/Alias	HSTF1 ; HSF1
Espèce	Humain
GeneID	3297
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 429-530 du HSF1 humain (NP_005517.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q00613
Poids protéique	57 kDa
Expédition	Sac de glace