


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Hsf1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q00613

Numéro d'article: CM0019642



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-HSF1 validé pour WB, IHC-P, ELISA chez l'Homme et la Souris. Facteur de transcription inductible par le stress, central à la réponse au choc thermique. Adapté à la recherche sur le cancer, la biologie du stress et la latence du VIH.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	HSF1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	HSF1
Espèce	Humain
GeneID (humain)	3297
GeneID	3297
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 367-529 de HSF1 humain (NP_005517.1).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q00613
Poids de la protéine	52 kDa / 57 kDa
Expédition	Sac de glace