


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Hsf1 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q00613

Numéro d'article: CM0015415



Introduction

Cet anticorps polyclonal de lapin cible HSF1 (HSTF1), validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA chez l'homme, la souris et le rat. Utile pour la recherche sur la réponse au stress et la régulation transcriptionnelle.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	HSF1 Lapin pAb
Remarques/Alias	HSTF1; HSF1
Espèce	Humain
ID de gène	3297
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 350-529 de l'HSF1 humain (NP_005517.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q00613
Poids de la protéine	57kDa
Expédition	Sac de glace