


Anti-Hsf2 Pab De Lapin Pour Wb, Elisa - Q03933

Numéro d'article: CM0021852



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant la protéine HSF2 humaine (Heat shock factor protein 2, facteur 2 du choc thermique). Validé pour WB et ELISA, réagit avec l'homme, la souris et le rat. Idéal pour les études sur la réponse au stress et la transcription.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	HSF2 pAb de lapin
Remarques/Alias	HSF 2; HSTF 2; HSF2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3298
GeneID	3298
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 39-215 de HSF2 humain (Q03933).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q03933
Poids de la protéine	60kDa
Expédition	Sac de glace