


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Hsl Pour Wb, Elisa - Q05469

Numéro d'article: CM0020663



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-HSL pour les applications WB et ELISA, réactif avec la HSL humaine, de souris et de rat. La lipase hormono-sensible (HSL) joue un rôle clé dans le métabolisme des lipides en hydrolysant les triglycérides et les esters de cholestéryle. Idéal pour les études métaboliques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-HSL
Remarques/Alias	HSL ; LHS ; REH ; AOMS4 ; FPLD6
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	3991
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 900-1000 de la LIPE humaine (NP_005348.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q05469
Poids de la protéine	117 kDa
Expédition	Sac de glace