


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Hsl/Lipe Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q05469

Numéro d'article: CM0007105



Introduction

Anticorps monoclonal lapin dirigé contre HSL/LIPE humain. Validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris. Idéal pour la recherche sur le métabolisme des lipides, la lipase sensible aux hormones et la stéroïdogénèse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	HSL/LIPE Lapin mAb
Remarques/Alias	HSL; LHS; REH; AOMS4; FPLD6; HSL/LIPE
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	3991
ID de Gène	3991
Immunogène	Peptide Synthétique : Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 901-1000 de HSL/LIPE humain (NP_005348.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	Q05469
Poids Protéique	117kDa
Expédition	Sac de glace