

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Hsp105/Hsph1 Pour Wb Et Elisa - Q92598

Numéro d'article: CM0009943



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre la protéine de choc thermique humaine de 105 kDa (HSP105/HSPH1), adapté pour le Western Blot et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la réponse au stress et le repliement des protéines.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	HSP105/HSPH1 Rabbit mAb
Remarques / Alias	HSP105; HSP105A; HSP105B; NY-CO-25; HSP105/HSPH1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	10808
GeneID	10808
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 1 à 100 de la protéine HSP105/HSPH1 humaine (Q92598)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q92598
Poids de la protéine	97 kDa
Expédition	Sachet isotherme