

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Hsp105/Hsph1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q92598

Numéro d'article: CM0030439



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre HSP105/HSPH1 humain (HSP105A/B, NY-CO-25). Validé pour WB, IHC-P, ELISA avec réactivité humaine, souris, rat. Idéal pour la recherche sur la réponse au stress et les chaperons.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	HSP105/HSPH1 Lapin pAb
Remarques/Alias	HSP105; HSP105A; HSP105B; NY-CO-25; HSP105/HSPH1
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	10808
ID de Gène	10808
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q92598
Poids Protéique	97kDa
Expédition	Sac de glace