


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Hsp20/Hspb6 Pour Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - O14558

Numéro d'article: CM0011233



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant l'HSP20/HSPB6 humaine (O14558), validé pour WB, IF-P, IHC-P et ELISA. Adapté à la recherche sur la fonction de chaperonne moléculaire, la réponse au stress et la cardioprotection.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Description
Nom du produit	HSP20/HSPB6 Rabbit mAb
Remarques / Alias	HEL55; Hsp20; PPP1R91; HSP20/HSPB6
Espèce	Humaine
GeneID (Humain)	126393
GeneID	126393
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 70 et 150 de l'HSP20/HSPB6 humaine (O14558)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Homme, Souris, Rat
SWISS	O14558
Poids moléculaire de la protéine	17 kDa
Expédition	Sac de glace