


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Hsp20/Hspb6 Pour Wb, Elisa - O14558

Numéro d'article: CM0029088



Introduction

CamelBio fournit un anticorps polyclonal de lapin ciblant le HSP20/HSPB6 humain (Hsp20, HEL55), validé pour le WB et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris. Idéal pour étudier la fonction de chaperon moléculaire, la contractilité cardiaque et les voies de réponse au stress.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-HSP20/HSPB6
Remarques/Alias	HEL55 ; Hsp20 ; PPP1R91 ; HSP20/HSPB6
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	126393
GeneID	126393
Immunogène	Protéine recombinante ; Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-160 du HSP20/HSPB6 humain (NP_653218.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	O14558
Poids protéique	17 kDa
Expédition	Sac de glace