


Anticorps Monoclonal Anti-Hsp27/Hspb1 Pour Wb - P04792

Numéro d'article: CM0003964



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant HSP27/HSPB1 (P04792). Validé pour WB, IF/ICC, IF-P, ELISA. Réagit avec l'homme, la souris, le rat. Idéal pour la recherche sur la réponse au stress, les chaperonnes et la neurodégénérescence.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	HSP27/HSPB1 Rabbit mAb
Remarques / Alias	CMT2F; HMN2B; HSP27; HSP28; Hsp25; SRP27; HS.76067; HEL-S-102; HSP27/HSPB1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3315
GeneID	3315
Immunogène	Peptide synthétique
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P04792
Poids de la protéine	23kDa
Expédition	Sac de glace