


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Hsp27/Hspb1 [Validé Par Kd] Pour Wb, Ip, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P04792

Numéro d'article: CM0009649



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin validé par KD contre HSP27/HSPB1 humain, adapté à la WB, IP, IF/ICC, IHC-P et ELISA. Outil fiable pour l'étude de la fonction des chaperonnes moléculaires, de la réponse au stress et de la dynamique du cytosquelette.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	HSP27/HSPB1 Rabbit mAb [validé par KD]
Remarques/Alias	CMT2F ; HMN2B ; HSP27 ; HSP28 ; Hsp25 ; SRP27 ; HS.76067 ; HEL-S-102
Espèce	Humain
GenelD (humain)	3315
GenelD	3315
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-205 de HSP27/HSPB1 humain (NP_001531.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P04792
Poids moléculaire de la protéine	23 kDa
Expédition	Sac de glace