

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Hsp40 Pour Wb, Fc, Elisa - P25685

Numéro d'article: CM0004240



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin haute performance ciblant le HSP40/DNAJB1 humain pour WB, FC intracellulaire et ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain, la souris, le rat. Idéal pour les études sur les chaperons, le choc thermique et l'interaction avec HSC70.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-HSP40
Remarques/Alias	DNAJB1 ; HSPF1 ; Hdj1 ; Hsp40 ; RSPH16B ; Sis1 ; homologue dnaj sous-famille B membre 1 ; HSP40
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	3337
Identifiant du gène	3337
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 241-340 du DNAJB1/HSP40 humain (NP_006136.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, FC (intra), ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P25685
Poids moléculaire de la protéine	27kDa/38kDa
Expédition	Sac de glace