

Anticorps Monoclonal Anti-Hsp47/Serpinh1 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P50454

Numéro d'article: CM0003359

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-HSP47/SERPINH1 de haute qualité validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réagit avec l'humain et la souris. Cible la chaperonne collagène serpin H1 pour des applications de diagnostic et de recherche.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	HSP47/SERPINH1 Lapin mAb
Remarques/Alias	CBP1; CBP2; OI10; gp46; AsTP3; HSP47; PIG14; PPROM; RA-A47; SERPINH2; HSP47/SERPINH1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	871
GeneID	871
Immunogène	Peptide Synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 319-418 de l'HSP47/SERPINH1 humaine (P50454).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	P50454
Poids Protéique	46kDa
Expédition	Sac de glace