

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Hsp47/Serpinh1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P50454

Numéro d'article: CM0014979

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la HSP47 humaine (SERPINH1, P50454) pour le Western blot, l'IF/ICC et l'ELISA. Détecte la HSP47 endogène dans des échantillons humains et de souris ; idéal pour les études sur la chaperonne du collagène.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	HSP47/SERPINH1 Lapin pAb
Remarques/Alias	CBP1; CBP2; OI10; gp46; AsTP3; HSP47; PIG14; PPR0M; RA-A47; SERPINH2; HSP47/SERPINH1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	871
GeneID	871
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 139-418 de la HSP47/SERPINH1 humaine (NP_001226.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P50454
Poids de la protéine	46kDa
Expédition	Sac de glace