


## Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Hsp60/Hspd1 Pour Wb - P10809

Numéro d'article: CM0015405



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant la protéine HSP60/HSPD1 humaine. Validé pour WB, IF/ICC, IHC-P, IP, ELISA ; réactivité croisée avec la souris et le rat. Adapté à la recherche sur les chaperons mitochondriaux.

[En savoir plus](#)

| Paramètre            | Valeur                                                                                                                                         |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit       | HSP60/HSPD1 Rabbit pAb                                                                                                                         |
| Remarques / Alias    | HLD4; CPN60; GROEL; HSP60; HSP65; SPG13; HSP-60; HuCHA60; HSP60/HSPD1                                                                          |
| Espèce               | Humain                                                                                                                                         |
| GeneID (Humain)      | 3329                                                                                                                                           |
| GeneID               | 3329                                                                                                                                           |
| Immunogène           | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 27-240 de la protéine HSP60/HSPD1 humaine (NP_002147.2) |
| Origine              | Lapin                                                                                                                                          |
| Catégorie            | Anticorps polyclonaux                                                                                                                          |
| Applications         | WB, IF/ICC, IHC-P, IP, ELISA                                                                                                                   |
| Réactivité croisée   | Humain, Souris, Rat                                                                                                                            |
| SWISS                | P10809                                                                                                                                         |
| Poids de la protéine | 61kDa                                                                                                                                          |
| Expédition           | Sac de glace                                                                                                                                   |