

Anticorps Monoclonal Anti-Hsp70 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P0Dmv8 / P0Dmv9

Numéro d'article: CM0006886



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin recombinant dirigé contre la HSP70 humaine (HSPA1A/HSPA1B). Adapté pour le WB, l'IHC-P, l'IF/ICC et l'ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat, le blé, le maïs. Immunogène : acides aminés 500-600 de la HSP70.

[En savoir plus](#)

Spécification	Valeur
Nom du produit	HSP70 Rabbit mAb
Remarques/Alias	HSP70 ; HSP72 ; HSPA1 ; HSP70i ; HSP70-1 ; HSP70-2 ; HSP70.1 ; HSP70.2 ; HSP70-1A ; HEL-S-103
Espèce	Humain
GeneID	3303/3304
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 500-600 de la HSP70 humaine. (NP_005336.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat, Blé, Maïs
SWISS	P0DMV8/P0DMV9
Poids moléculaire protéique	70 kDa
Expédition	Sac de glace