

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Hsp70 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P0Dmv8 / P0Dmv9

Numéro d'article: CM0002761



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin recombinant ciblant l'HSP70 humaine (HSPA1A/HSPA1B). Validé pour Western blot, IHC-P et ELISA ; réagit croisée avec la souris et le rat. Idéal pour l'étude des fonctions de chaperonne, de la réponse au stress et des voies de contrôle qualité des protéines.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb lapin anti-HSP70
Remarques/Alias	HEL-S-103 ; HSP70-1 ; HSP70-1A ; HSP70.1 ; HSP70I ; HSP72 ; HSPA1 ; HSP70
Espèce	Humaine
GeneID (Humain)	3303/3304
GeneID	3303/3304
Immunogène	Peptide synthétique : peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 500 et 600 de l'HSP70 humaine (NP_005336.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P0DMV8/P0DMV9
Poids de la protéine	70 kDa
Expédition	Sac de glace