

## Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Hsp70/Hspa1A Pour Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P0Dmv8/P0Dmv9

Numéro d'article: CM0014129



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la HSP70 humaine (HSPA1A), validé pour WB, IF/ICC, IHC-P et ELISA. Réagit également avec les protéines de la souris et du rat. Cible la principale chaperonne moléculaire impliquée dans la réponse au stress et le repliement des protéines.

[En savoir plus](#)

| Paramètre            | Valeur                                                                                                                                                   |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit       | HSP70 Rabbit pAb                                                                                                                                         |
| Remarques/Alias      | HSPA1A; HEL-S-103; HSP70-1; HSP70-1A; HSP70.1; HSP70I; HSP72; HSPA1; HSP70                                                                               |
| Espèce               | Humaine                                                                                                                                                  |
| GeneID (humain)      | 3303/3304                                                                                                                                                |
| Immunogène           | Peptide synthétique : peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 500 et 600 de la HSP70/HSPA1 humaine (NP_005336.3) |
| Source               | Lapin                                                                                                                                                    |
| Catégorie            | Anticorps polyclonaux                                                                                                                                    |
| Application          | WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA                                                                                                                                 |
| Réactivité croisée   | Humaine, souris, rat                                                                                                                                     |
| SWISS                | P0DMV8/P0DMV9                                                                                                                                            |
| Poids de la protéine | 70 kDa                                                                                                                                                   |
| Expédition           | Poche de glace                                                                                                                                           |