


Anticorps Polyclonal Anti-Hsp90A Pour Wb, If/Icc, Elisa - P07900

Numéro d'article: CM0013987



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin contre Hsp90α validé pour Western blot, IF/ICC et ELISA sur échantillons humains, de souris et de rat. Cible la protéine de choc thermique HSP 90-alpha, une chaperonne moléculaire impliquée dans le contrôle du cycle cellulaire et la transduction du signal.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Hsp90α Rabbit pAb
Remarques/Alias	EL52; HSPN; LAP2; HSP86; HSPC1; HSPCA; Hsp89; Hsp90; LAP-2; HSP89A; HSP90A; HSP90N; Hsp103; HSPCAL1; HSPCAL4; HEL-S-65p; Hsp90α
Espèce	Humaine
GeneID (humaine)	3320
GeneID	3320
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P07900
Poids de la protéine	85kDa
Expédition	Sac de glace