


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Hsp90A/B Pour Wb, Elisa - P07900 / P08238

Numéro d'article: CM0010290



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité dirigé contre l'Hsp90α/β humaine, validé pour WB et ELISA. Adapté à la recherche sur les chaperonnes, la transduction de signal et les études d'import mitochondrial. Réactivité croisée avec l'homme, la souris, le rat et le singe.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Hsp90α/β Lapin mAb
Remarques/Alias	EL52; HEL-S-65p; HSP86; HSP89A; HSP90A; HSP90N; HSPC1; HSPCA; HSPCAL1; HSPCAL4; HSPN; Hsp103; Hsp89; Hsp90; LAP-2; LAP2; Hsp90α/β
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	3320/3326
Identifiant du gène	3320/3326
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 533-732 de l'Hsp90α humaine (P07900)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat, Singe
SWISS	P07900/P08238
Poids de la protéine	90kDa
Expédition	Sac isotherme