


Anticorps Polyclonal Anti-Hsp90B Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P08238

Numéro d'article: CM0024163



Introduction

pAb Lapin Hsp90β validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reconnaît la HSP90-bêta humaine (P08238), réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour étudier la signalisation médiée par les chaperons et les réponses au stress.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	Hsp90β Rabbit pAb
Remarques/Alias	HSP84; HSPC2; HSPCB; D6S182; HSP90B; Hsp90β
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3326
GeneID	3326
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-300 de la protéine Hsp90β humaine (NP_031381.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P08238
Poids moléculaire de la protéine	83kDa
Expédition	Sac de glace