


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Hsp90B Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P08238

Numéro d'article: CM0006425



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-Hsp90 β validé pour Western blot, immunohistochimie, immunofluorescence et ELISA. Réactivité croisée avec l'homme, la souris, le rat et le riz. Idéal pour les études sur les protéines de choc thermique et les chaperonnes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Hsp90 β Rabbit mAb
Remarques / Alias	HSP84; HSPC2; HSPCB; D6S182; HSP90B; Hsp90 β
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3326
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 300 de l'Hsp90 β humain. (NP_031381.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat, Riz
SWISS	P08238
Poids de la protéine	83 kDa
Expédition	Sac de glace