


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Hsp90B Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P08238

Numéro d'article: CM0018086



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-Hsp90 β (validé par KO) pour Western blot, IHC-P et ELISA ; réactif avec l'homme, la souris et le rat. Outil essentiel pour l'étude de la fonction des chaperons moléculaires dans la transduction du signal, la réponse au stress et le contrôle du cycle cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé par KO] Hsp90 β Rabbit pAb
Remarques/Alias	HSP84; HSPC2; HSPCB; D6S182; HSP90B; 0 β
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3326
GeneID	3326
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-300 de l'Hsp90 β humain (NP_031381.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P08238
Poids de la protéine	83 kDa
Expédition	Sac de glace