

Anticorps Monoclonal Anti-Hspa12A Pour Wb Et Elisa - O43301

Numéro d'article: CM0003652

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin contre la HSPA12A humaine, adapté pour le Western blot et l'ELISA. Détecte la HSPA12A endogène dans des échantillons humains, murins et de rat. Idéal pour étudier le trafic médié par SORL1 et la réponse au choc thermique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	HSPA12A Rabbit mAb
Remarques/Alias	HSPA12A ; HSPA12A
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	259217
GeneID	259217
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 50 et 150 de la HSPA12A humaine (O43301).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O43301
Poids protéique	75 kDa
Expédition	Sac de glace