

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Hspa14 Pour Wb, Elisa - Q0Vdf9

Numéro d'article: CM0029354

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre HSPA14 humain, validé pour WB et ELISA ; réactivité croisée avec la souris. Pour les études sur le complexe associé au ribosome et le repliement des protéines. Commander chez CamelBio.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	HSPA14 pAb de lapin
Remarques / Alias	HSP70-4 ; HSP70L1 ; MSANTD7 ; HSPA14
Espèce	Humain
Identifiant du gène (humain)	51182
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 240-509 de HSPA14 humain (NP_057383.2)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q0VDF9
Poids de la protéine	55 kDa
Expédition	Sac de glace