

Anticorps Polyclonal Anti-Hspa1L Pour Wb - P34931

Numéro d'article: CM0018908



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-HSPA1L pour WB et ELISA, reconnaissant HSPA1L humain et murin. Idéal pour l'étude des fonctions de chaperonne moléculaire, du contrôle qualité des protéines et de la spermatogenèse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	HSPA1L Rabbit pAb
Remarques / Alias	HSP70T; hum70t; HSP70-1L; HSP70-HOM; HSPA1L
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3305
GeneID	3305
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 342-641 de HSPA1L humain (NP_005518.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P34931
Poids de la protéine	70kDa
Expédition	Sac de glace