


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Hspa2 - P54652

Numéro d'article: CM0028942



Introduction

HSPA2 Rabbit pAb est un anticorps polyclonal issu du lapin, validé pour le Western Blot (WB), l'IF/ICC et l'ELISA. Il réagit avec le HSPA2 humain, de souris et de rat, une protéine de choc thermique impliquée dans les fonctions de chaperon, le contrôle de qualité des protéines et la spermatogenèse. Idéal pour les études sur la réponse au stress et la biologie cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	HSPA2 Rabbit pAb
Remarques/Alias	HSP70-2, HSP70-3, HSPA2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3306
GeneID	3306
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 400-639 du HSPA2 humain (NP_068814.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P54652
Poids Moléculaire	70kDa
Expédition	Sac de glace