

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Hspa4 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P34932

Numéro d'article: CM0002807

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute spécificité dirigé contre la protéine HSPA4 humaine (protéine de choc thermique 70 kDa 4). Validé pour le Western blot, l'IHC-P et l'ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. Convient pour les études sur la réponse au stress et le repliement des protéines.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-HSPA4
Remarques/Alias	RY ; APG-2 ; HSPH2 ; hsp70 ; hsp70RY ; HEL-S-5a ; HS24/P52 ; HSPA4
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3308
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 700-800 de la protéine HSPA4 humaine (P34932).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P34932
Poids moléculaire protéique	94 kDa
Expédition	Sac de glace