

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Hspa4 Pour Wb, Elisa - P34932

Numéro d'article: CM0023863

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine humaine HSPA4 (heat shock 70 kDa protein 4, APG-2). Validé pour le Western blot et l'ELISA, avec une réactivité croisée envers les protéines humaine, murine et de rat. Idéal pour la recherche en biologie du stress et sur les chaperons.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	HSPA4 Rabbit pAb
Remarques/Alias	RY ; APG-2 ; HSPH2 ; hsp70 ; hsp70RY ; HEL-S-5a ; HS24/P52 ; HSPA4
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3308
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 680-840 de la protéine humaine HSPA4 (NP_002145.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P34932
Poids moléculaire protéique	94 kDa
Expédition	Sac de glace