

Anticorps Polyclonal Anti-Hspa4L Pour Wb, If/Icc, Elisa - 095757

Numéro d'article: CM0021622

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin HSPA4L de haute qualité validé pour WB, IF/CC et ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour les études sur la fonction de chaperon de la famille des protéines de choc thermique 70 et la réponse au stress. Uniquement pour la recherche.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	HSPA4L Lapin pAb
Remarques/Alias	APG1; APG-1; HSPH3; Osp94; HSPA4L
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	22824
GeneID	22824
Immunogène	Protéine recombinante - Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 500-600 de HSPA4L humain (NP_055093.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	095757
Poids Protéique	95kDa
Expédition	Sac de glace