

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Hspb2 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q16082

Numéro d'article: CM0024063



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-HSPB2 validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Réaction croisée avec l'homme et la souris. Immunogène : protéine recombinante (aa 1-182). Adapté à la recherche sur la réponse au stress et la régulation de DMPK.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	HSPB2 Rabbit pAb
Remarques / Alias	MKBP, HSP27, Hs.78846, LOH11CR1K, HSPB2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3316
GeneID	3316
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-182 de la HSPB2 humaine (NP_001532.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q16082
Poids de la protéine	20 kDa
Expédition	Sac de glace