

Anticorps Polyclonal Anti-Hspb7 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Uby9

Numéro d'article: CM0021564



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le HSPB7 humain (cvHSP), adapté pour les applications Western blot, IHC-P et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Soutient la recherche cardiovasculaire et sur la réponse au stress.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	HSPB7 Lapin pAb
Remarques/Alias	cvHSP; HSPB7
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	27129
ID de gène	27129
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-170 du HSPB7 humain (NP_055239.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9UBY9
Poids moléculaire	19kDa
Expédition	Sac de glace