

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Hspb8/Hsp22 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9Ujy1

Numéro d'article: CM0002046



Introduction

Anticorps monoclonal lapin de haute qualité dirigé contre la HSPB8/HSP22 humaine, validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur l'autophagie assistée par les chaperons et les maladies musculaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	HSPB8/HSP22 Lapin mAb
Remarques/Alias	H11; HMN2; CMT2L; DHMN2; E2IG1; HMN2A; HSP22; CRYAC; HSPB8/HSP22
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	26353
GeneID	26353
Immunogène	Peptide Synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de la HSPB8/HSP22 humaine (Q9UJY1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9UJY1
Poids Protéique	22kDa
Expédition	Sac de glace