

Anticorps Monoclonaux De Lapin Anti-Hspb8/Hsp22 Pour Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q9Ujy1

Numéro d'article: CM0011577



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin recombinant anti-HSPB8/HSP22 validé pour WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Cible HSPB8 humain ; réagit de manière croisée avec la souris, le rat et le singe. Convient pour la recherche sur le contrôle de la qualité des protéines.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	HSPB8/HSP22 mAc Lapin
Remarques/Alias	H11; HMN2; CMT2L; DHMN2; E2IG1; HMN2A; HSP22
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	26353
GeneID	26353
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-196 de HSPB8/HSP22 humain (NP_055180.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat, Singe
SWISS	Q9UJY1
Poids de la Protéine	22kDa
Expédition	Sac de glace