

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Htr1B Pour Wb, Elisa - P28222

Numéro d'article: CM0019137



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le HTR1B humain (récepteur de la sérotonine 5-HT1B), validé pour les applications de Western blot et ELISA avec réactivité croisée chez la souris et le rat. Idéal pour les études en neurosciences et sur la signalisation des récepteurs.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	HTR1B Lapin pAb
Remarques/Alias	S12, 5-HT1B, HTR1D2, HTR1DB, 5-HT-1B, 5-HT1DB, 5-HT-1D-beta, HTR1B
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	3351
ID de gène	3351
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-390 du HTR1B humain (P28222).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P28222
Poids de la protéine	44kDa
Expédition	Sac de glace