


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Htr1D Pour Wb, Elisa - P28221

Numéro d'article: CM0020528



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant l'HTR1D humain (récepteur de la sérotonine 1D/5-HT1D). Validé pour les applications WB et ELISA, avec réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour les études en neuroscience et sur la signalisation des RCPG.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	HTR1D pAb de lapin
Remarques / Alias	HTRL; RDC4; HT1DA; 5-HT1D; HTR1DA; HTR1D
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3352
GeneID	3352
Immunogène	Peptide synthétique : Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 150 et 250 de l'HTR1D humain (NP_000855.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P28221
Poids de la protéine	42 kDa
Expédition	Sac de glace