


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Htr2B Pour Wb, If/Icc, Elisa - P41595

Numéro d'article: CM0026316



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre le récepteur de la sérotonine 2B (HTR2B) humain, validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Idéal pour l'étude de la signalisation des RCPG, de la neurobiologie et du développement cardiovasculaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	HTR2B Rabbit pAb
Remarques / Alias	5-HT2B; 5-HT-2B; 5-HT(2B); HTR2B
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	3357
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 382-481 de HTR2B humain (NP_000858.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P41595
Poids de la protéine	54 kDa
Expédition	Sac isotherme