

Anticorps Polyclonal Anti-Htr2C (5-Ht2C) Pour Wb, Elisa - P28335

Numéro d'article: CM0016486



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le récepteur humain HTR2C (récepteur de la sérotonine 5-HT2C), validé pour le Western blot et l'ELISA. Réagit avec les protéines humaines, murines et de rat ; l'immunogène est situé dans les acides aminés 120-220. Idéal pour la recherche en neuropharmacologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	HTR2C Rabbit pAb
Remarques/Alias	HTR1C; 5-HT1C; 5-HT2C; 5HTR2C; 5-HTR2C; HTR2C
Espèce cible	Humain
GeneID (humain)	3358
GeneID	3358
Immunogène	Peptide synthétique correspondant aux acides aminés 120-220 du HTR2C humain (NP_000859.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P28335
Poids moléculaire protéique	52 kDa
Expédition	Sac de glace