


Anticorps Monoclonal Anti-Htr3A Pour Wb, If, Ihc-P, Elisa - P46098

Numéro d'article: CM0007026



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-HTR3A validé pour le western blot, l'immunofluorescence, l'immunohistochimie et l'ELISA. Détecte le récepteur de la sérotonine 3A dans des échantillons humains, murins et de rat ; idéal pour les études en neurosciences et sur les canaux ioniques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-HTR3A
Remarques/Alias	HTR3 ; 5HT3R ; 5-HT-3 ; 5-HT3A ; 5-HT3R ; HTR3A
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	3359
GeneID	3359
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	P46098
Poids moléculaire	55 kDa
Expédition	Sac de glace